

SUTURA POLIGLACTINA 910

Petcryl 910 es una sutura absorbible estéril compuesta de Polyglactin 910. Esta sutura es la más utilizada sutura absorbible sintética recubierta y trenzada más utilizada en el mundo. Por sus propiedades superiores esta sutura ha reemplazado a las suturas de catgut en la mayoría de las aplicaciones. La sutura tiene una propiedad de anudado superior.



1

La sutura Polyglactin 910 es una sutura absorbible sintética, trenzada y recubierta.

2

Las suturas Polyglactin 910 están disponibles desde el tamaño 2 hasta el tamaño 6-0 con o sin agujas.

3

Las suturas Polyglactin 910 están compuestas de copolímeros hechos de 90% de glicólido y 10% de L-lactida.

4

Las suturas Polyglactin 910 están recubiertas con partes iguales de copolímero de lactida y glicólido con estearato de calcio.

5

Las suturas de poliglactina 910 se absorben mediante hidrolítico simple. El mecanismo y el proceso de absorción son predecibles.

Perfil Absorción

Soporte para heridas:

21 a 28 días

Absorción total:

56 a 70 días

Ventajas

1. La sutura Polyglactin 910 está especialmente recubierta con poli (glicólido-Co-L-lactida) para crear una sutura más suave que pase a través del tejido fácilmente.
2. La sutura Polyglactin 910 tiene buena seguridad de nudos y fácil colocación de nudos.
3. Las suturas Polyglactin 910 están disponibles con agujas fabricadas con acero de aleación de la serie 300 para una resistencia, nitidez y rendimiento superiores.

SUTURA POLIGLACTINA 910

CÓDIGO	PERFIL DE LA AGUJA	LONGITUD DE LA AGUJA	LONGITUD DE LA SUTURA	TAMAÑO DE LA SUTURA
DS 2670	Micropunta Espatulada 1/4 Círculo (Doble Aguja)	8mm	45cm	6-0
DS 2493	Corte inverso de círculo de 3/8	12mm	45cm	5-0
DS 2303	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	16mm	45cm	5-0
DS 2442	Corte circular 3/8	16mm	45cm	5-0
DS 2494	Corte inverso de círculo de 3/8	12mm	45cm	4-0
DS 2305	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	16mm	70cm	4-0
DS 2443	Corte circular 3/8 Prime	16mm	45cm	4-0
DS 2465	Corte circular 5/8	16mm	45cm	4-0
DS 2304	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	20mm	70cm	4-0
DS 2495	Corte inverso de círculo de 3/8	12mm	45cm	3-0
DS 2471	Corte circular 3/8	16mm	45cm	3-0
DS 2515	Corte cónico de 1/2 círculo	17mm	45cm	3-0
DS 2437	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	20mm	70cm	3-0
DS 2401	Corte circular 3/8	22mm	45cm	3-0
DS 2472	Corte de 1/2 círculo	22mm	90cm	3-0
DS 2328	Corte circular 3/8 Prime	25mm	90cm	3-0
DS 2407U	Corte inverso de círculo de 3/8	26mm	76cm	3-0
DS 2407V	Corte cónico de 1/2 círculo	26mm	70cm	3-0
DS 2516	Corte cónico de 1/2 círculo	36mm	90cm	3-0
DS 2404U	Corte circular 3/8	26mm	90cm	2-0
DS 2602	Cuerpo redondo de 5/8 círculo.	27mm	115cm	2-0
DS 2341	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	30mm	70cm	2-0
DS 2511A	Corte cónico de 1/2 círculo	30mm	45cm	2-0
DS 2511AA	Corte cónico de 1/2 círculo	30mm	20cm	2-0
DS 2317	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	30mm	90cm	2-0
DS 2345	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	40mm	90cm	2-0
DS 2357	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	40mm	90cm	2-0
DS 2382	Corte inverso de 1/2 círculo	40mm	90cm	2-0
DS 2382S	Corte inverso de 1/2 círculo	40mm	45cm	2-0

SUTURA POLIGLACTINA 910

CÓDIGO	PERFIL DE LA AGUJA	LONGITUD DE LA AGUJA	LONGITUD DE LA SUTURA	TAMAÑO DE LA SUTURA
DS 2825	Cierre de puerto de corte inverso de 1/2 círculo (pesado)	23mm	45cm	0
DS 2225U	Corte inverso de 1/2 círculo (pesado)	23mm	45cm	0
DS 2510AD	Corte inverso de círculo de 5/8	24mm	45cm	0
DS 2338	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	30mm	90cm	0
DS 2512A	Corte cónico de 1/2 círculo	30mm	45cm	0
DS 2512AA	Corte cónico de 1/2 círculo	30mm	20cm	0
DS 2535	Corte inverso de 1/2 círculo	30mm	90cm	0
DS 2517	Corte cónico de 1/2 círculo (OB)	36mm	90cm	0
DS 2534	Corte inverso de 1/2 círculo (OS)	36mm	90cm	0
DS 2534S	Corte inverso de 1/2 círculo (OS)	36mm	45cm	0
DS 2060	Corte cónico de 1/2 círculo y cuerpo redondo de 1/2 círculo	40mm	160cm	0
DS 2080	Corte cónico de 1/2 círculo y cuerpo redondo de 1/2 círculo	40mm	180cm	0
DS 2346	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	40mm	90cm	0
DS 2346+	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	40mm	115cm	0
DS 2346DA	Corte cónico de 1/2 círculo y cuerpo redondo de 1/2 círculo	40mm	140cm	0
DS 2346S	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	40mm	45cm	0
DS 2518	Corte cónico de 1/2 círculo y cuerpo redondo de 1/2 círculo	40mm	90cm	0
DS 2518+	Corte cónico de 1/2 círculo	40mm	115cm	0
DS 2546	Cuerpo Redondo 1/2 Círculo	40mm	70cm	0
DS 2319	Corte cónico de 1/2 círculo	36mm	90cm	1
DS 2160	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado) y 1/2 círculo	40mm	160cm	1
DS 2180	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado) y bebé redondo de 1/2 círculo (pesado) (doble aguja)	40mm	180cm	1
DS 2180 HT	1/2 círculo de corte cónico (pesado) 40 mm y 1/2 círculo redondo bebé (pesado) 45 mm (doble aguja)	40/45mm	180cm	1
DS 2280 HT	1/2 círculo de corte cónico (pesado) 40 mm y 1/2 círculo redondo bebé (pesado) 50 mm (doble aguja)	40/50mm	180cm	1
DS 2347	Cuerpo Redondo Círculo (Pesado) 50mm (Doble Aguja)	40mm	90cm	1
DS 2347+	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	40mm	115cm	1
DS 2347S	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	40mm	45cm	1
DS2347DA	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado) y bebé redondo de 1/2 círculo (pesado) (doble aguja)	40mm	140cm	1
DS 2347CT	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado) y 1/2 círculo	40mm	90cm	1
DS 2359	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	40mm	70cm	1
DS 2363	1/2 círculo cuerpo redondo (pesado) CT	40mm	70cm	1

SUTURA POLIGLACTINA 910

CÓDIGO	PERFIL DE LA AGUJA	LONGITUD DE LA AGUJA	LONGITUD DE LA SUTURA	TAMAÑO DE LA SUTURA
DS 2364	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	40mm	90cm	1
DS 2364S	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado)	40mm	45cm	1
DS 2421	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado)	40mm	90cm	1
TS 2519	Corte cónico de 1/2 círculo (pesado)	40mm	90cm	1
DS 2486	Corte inverso de 1/2 círculo (OS)	40mm	90cm	1
DS 2347PB	Corte cónico de 1/2 círculo (OB)	45mm	100cm	1
DS 2448 +	Corte inverso de 1/2 círculo	50mm	115cm	1
DS 2351	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	40mm	90cm	2
DS 2228	Cuerpo redondo de 1/2 círculo (pesado)	45mm	90cm	2

***SI LA MEDIDA QUE BUSCAS NO ESTÁ EN LA DESCRIPCIÓN
PODEMOS CONSEGUIRLA**